




# Dečije ortoze JUNIOR

Telefoni: 063279658, 063220781  
Veleprodaja: 063220779,  
063220259



# Dečiji korset-mider TLS

**Indikacije:** Koristi se u slučaju diskus hernije, post-hiruških intervencija, potpore lumbalnom stubu, dorzalnog obolenja patologije, spondiloze, hiperkifoza i/ili pojačani bolovi lumbalne regije.

**Materijal:** Elastična tkanina: poliamid 50%, polipropilen 25%, elastan 25%



Dečiji korset TLS  
Artikal: SRT 128

- **Opis:** Napravljen je od elastičnog tekstilnog materijala sa dva plastična bočna nosača za podršku, dva duga središnja nosača, dve elastične trake pružaju povećanu kompresiju na lumbalnom nivou, dve elastične trake koje pokrivaju ramena i pričvršćene su za grudi. To je tradicionalni elastični korset koji zahvaljujući materijalu omogućava normalno disanje dok istovremeno osigurava ujednačenu kompresiju kroz pokrivenu površinu.



Merna tabela

Veličina	obim struka (cm)	visina steznjaka u zadnjem delu (cm)
1	44-51	30
2	44-51	35
3	51-58	35
4	51-58	40
5	58-65	40
6	58-65	45

# Dečija ortoza za stabilizaciju kolena

**Indikacije:** Koristi se u slučaju uganuća nakon preloma, upalnih procesa, nestabilnosti zgloba kolena, kao ortopedski i postoperativni tretman

**Materijal:** Neopren pokriven sa obe strane sa 100% polietilenskom penom.



## Dečija ortoza za stabilizaciju kolena

Artikal: SRT 333

- **Opis:** Ortoza je izrađena od tekstila sa dva metalna luka po jedan sa svake strane, dve trake za pričvršćivanje. Dužina varira između 22-25 cm u zavisnosti od veličine ortoze. Ortoza je oslonac za zglob kolena. Nije preporučljivo koristiti je u slučaju kolena sa edemom i velikim oticanjem.



### Merna tabela

Veličina	obim kolena (cm)	dužina ortoze (cm)
1	19-22	22
2	22-25	22
3	25-28	23,5
4	28-31	25
5	31-33	25



# Dečija ortoza za fiksaciju ruke

**Indikacije:** Koristi se kod uganuća, sindroma karpalnog tunela, paraliza radijalnog živca, fraktura kao ortopedski i postoperativni tretman

**Materijal:** Poliuretanska pena (spužva) prekrivena sa obe strane tekstilom.

**Unutra:** 100% Pamuk; **Spolja:** 100% Poliamid.



## Dečija ortoza za fiksaciju ruke

Artikal: SRT 222

- **Opis:** Ortoza je izrađena od tekstilnog materijala sa metalnom paletom koja se može oblikovati i trakom za pričvršćivanje oko zgloba. Zatvaranje se vrši vezivanjem na poleđini ruke. Dužina varira između 18-22 cm u zavisnosti od veličine ortoze. Ortoza stabilizuje i imobilizira radiokarpijalni zglob



### Merna Tabela

Veličina	obim ručnog zgloba (cm)	dužina ortoze (cm)
1	10-12	18
2	12-14	20
3	14-16	22



# Dečija meka cervikalna ortoza

**Indikacije:** Koristi se u slučaju cervikalne traume, blagog uganjanja nakon operacije vratne kičme.

**Materijal:** Poliuretanska pena (spužva). Meka tkanina (torbica) 100% pamuk





## Dečija meka cervikalna ortoza

Artikal: SRT 125

- **Opis:** Kragna je izrađena od poliuretanske pene (spužve) debljine 3 cm prekrivene vrećicom od pamuka. Ima anatomske oblik, osiguravajući optimalno prijanjanje i povećanu udobnost nošenja. Zbog anatomske oblika i gustine pene od koje je napravljena, meka cervikalna kragna ograničava fleksiju i produženje pokreta vratne kičme. Ovo obezbeđuje podršku za vratnu kičmu, pomažući u procesu lečenja



### Merna tabela

Veličina	visina ortoze (cm)	obim vrata (cm)
1	6	21-24
2	6	24-27
	8	
3	6	27-30
	8	



## Dečiji Pojas za kilu

Indikacije: Koristi se kod raznih abdominalnih stanja i pupčane hernije

Materijal: Elastična tkanina : poliamid 50%, polipropilen 25%, elastan 25%



## Dečiji Abdominalni pojas za pupčanu herniju

Artikal: SRT 127

- **Opis:** Pojas je napravljen od elastičnog tekstilnog materijala sa standardnom potporom ( $\varnothing$  4 cm) prethodno postavljenoj na pupak. Zatvaranje se vrši bočno. Polu-kruta kugla, uključena u pojas pruža zaštitu i kompresiju u pupčanoj regiji. Tradicionalni elastični pojas koji zahvaljujući materijalu omogućava normalno abdominalno disanje dok istovremeno osigurava ujednačenu kompresiju kroz površinu koju pokriva.



### Merna tabela

Veličina	obim struka (cm)
1	44-51
2	51-58
3	58-65



# Dečija ortoza za rame i ruku

**Indikacije:** Koristi se za imobilizaciju ruke i podlaktice u slučaju uganuća, dislokacija ili fraktura. Pogodna kod posttraumatskih i postoperativnih bolova, lakših kontuzija, fraktura, uganuća i degenerativnih promena u ramenu. Izrađena je od materijala koji je dobar izolator pa obezbeđuje idealnu telesnu temperaturu na kojoj su mišići opusteni.

**Materijal:** Kruti tekstilni materijal: 100% poliester.



## Dečija ortoza za rame i ruku

Artikal: SRT 225

- **Opis:** Ortoza je napravljena od tekstila obuhvata rame zajedno sa rukom i podlakticom. Podrška je za podlakticu. Zbog svog posebnog oblika i anatomske površine koju pokriva ne dozvoljava izmicanje ruke i vanjsku rotaciju.



### Merna Tabela

Veličine	mera grudi i ruke (cm)
1	50-60
2	60-70
3	70-80



# Dečiji fiksator za ruku – mitela

**Indikacije:** Koristi se u slučaju preloma ruke i kada je potrebna fiksacija ruke u određenom položaju.

**Materijal:** Kruti tekstilni materijal: 100% polyester. Poliuretanska pena (spužva) prekrivena sa obe strane tekstilom. Unutra: 100% Pamuk; Spolja: 100% Poliamid



## Dečiji fiksator za ruku

Artikal: SRT 224

- **Opis:** Ortoza je napravljena od tekstila. Sastavljena je od jednog dela koji podupire ruku i obezbeđena sa dve podesive trake. Ortoza je efikasna podrška za ruku i podlakticu. Zahvaljujući trakama za pričvršćavanje ne dopušta pomeranje i rotaciju ruke



### Merna tabela

Veličina	Dužina podlaktice (cm)
1	16-18
2	18-20
3	20-22



# Dečija ortoza za rame

**Indikacije:** Koristi se kod preloma ključne kosti. Obezbeđuje pravilan položaj leđa

**Materijal:** Poliuretanska pena (spužva) pokrivena sa obe strane tekstilom.

**Unutra:** 100% Pamuk; **Spolja:** 100% Poliamid





## Dečija ortoza za rame

Artikal: SRT 126

- **Opis:** Ortoza je napravljena od tekstila i sadrži komponentu koja podržava leđnu kolonu, dve trake koje okružuju ramena i obezbeđuju pravilan položaj.
- Ortoza je napravljena od mekog materijala koji se ne rasteže (krut). Dugačke trake omogućavaju veliko podešavanje. Kako bi se postigao efekat trake se podešavaju tokom nošenja.



### Merna tabela

Veličina	obim grudi (cm)
1	45-55
2	55-65
3	65-75