



IMACO

ORTOPEDSKA POMAGALA



IMACO d.o.o. Antifašističke borbe 34 Novi Beograd

Tel/fax: 011 311-21-80, 011 2381-061

e-mail: office@imacodoo.com site: www.imacodoo.com

MAGACIN MEDICINSKIH SREDSTAVA Ratka Mitrovića 62 a Žarkovo

Tel/fax: 011 2381-061, 2381-062 e-mail: imacodoo@mts.rs





607 LSO mider visina 27 cm

Mider je izrađen od ekskluzivne pamučne tkanine, ojačan dvostrukim prednjim lepljivim zatvaranjem i 4 leđne udlage. Proizvod se nosi preko majice ili potkošulje po preporuci lekara. Stavite pojas oko struka, prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite prema napred da bi čičak trakom ili kopčama u prednjem delu sastavili pojas. Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popuštanjem kopči na potreban pritisak.

Koristi se kao potpora lumbalne i abdominalne regije, preporučuje se od strane hirurga ili fizijatra kao postoperativna ili posthiruska potpora, kod obolenja lumbalne leđne regije, lumbago, dorso-lumbalna obolenja, išijas, klizanje pršljenova.

Klasa I



Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Circonfrenza vita (cm) Waist circumference (cm)	60-72	70-92	90-104	100-116	110-128	120-140	130-152	140-165



610 LSO mider visina 27 cm

Mider je izrađen od ekskluzivne vazdušaste pamučne tkanine. Proizvod se nosi preko majice ili potkošulje po preporuci lekara. Stavite pojas oko struka, prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite prema napred da bi čičak trakom ili kopčama u prednjem delu sastavili pojas. Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popuštanjem kopči na potreban pritisak.

Koristi se kao potpora lumbalne i abdominalne regije, preporučuje se od strane hirurga ili fizijatra kao postoperativna ili posthiruska potpora, kod obolenja lumbalne leđne regije, lumbago, dorso-lumbalna obolenja, išijas, klizanje pršljenova.

Klasa I Registrovano u ALIMS



Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Circonfrenza vita (cm) Waist circumference (cm)	60-72	70-92	90-104	100-116	110-128	120-140	130-152	140-165



611 LSO mider visina 30 cm

Mider je izrađen od ekskluzivne vazdušaste pamučne tkanine. Proizvod se nosi preko majice ili potkošulje po preporuci lekara. Stavite pojas oko struka, prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite prema napred da bi čičak trakom ili kopčama u prednjem delu sastavili pojas. Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popuštanjem kopči na potreban pritisak.

Koristi se kao potpora lumbalne i abdominalne regije, preporučuje se od strane hirurga ili fizijatra kao postoperativna ili posthiruska potpora, kod obolenja lumbalne leđne regije, lumbago, lumboišijalgije, lakše lumbalne traume, klizanje pršljenova.

Klasa I Registrovno u ALIMS



Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Circonfenza vita (cm) Waist circumference (cm)	73-83	78-89	83-95	88-101	93-107	98-113	103-119	108-125



661 LSO mider visina 27 cm

Crni mider Rekordsan anatomski oblikovan, ojačan sa leđnim udlagama i dvostrukim elastičnim trakama koje povećavaju jačinu midera, obezbeđujući korisnu i snažnu lumbosaktalnu podršku midera u rasterećenju kičme. Proizvod se nosi preko majice ili potkošulje po preporuci lekara. Stavite pojas oko struka, prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite prema napred da bi čičak trakom ili kopčama u prednjem delu sastavili pojas. Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popuštanjem kopči na potreban pritisak.

Lagan za upotrebu, preporučuje se kao zaštita u radu i sportskim aktivnostima.


- građevinski i poljoprivredni radnici, radnici zaduženi za utovar i istovar robe i uglavnom ljudi koji su zaposleni na teškim radnim mestima;
- vozači, vozači kamiona i motociklisti;
- sportisti koji praktikuju sport koji zahtevaju kontinuirane napore.

Klasa I

Registrovano u ALIMS



Misura Size	I S	II M	III L	IV XL
Circonferenza vita (cm) Waist measurement (cm)	75-85	80-100	95-115	100-125



663 LSO mider visina 26 cm

Mider Rekordsan anatomski oblikovan, ojačan sa leđnim udlagama i dvostrukim elastičnim trakama koje povećavaju jačinu midera, obezbeđujući korisnu i snažnu lumbosakralnu podršku midera u rasterećenju kičme. Proizvod se nosi preko majice ili potkošulje po preporuci lekara. Stavite pojas oko struka, prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite prema napred da bi čičak trakom ili kopčama u prednjem delu sastavili pojas. Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popuštanjem kopči na potreban pritisak.

Lagan za upotrebu, preporučuje se kao zaštita u radu i sportskim aktivnostima.


- građevinski i poljoprivredni radnici, radnici zaduženi za utovar i istovar robe i uglavnom ljudi koji su zaposleni na teškim radnim mestima;
- vozači, vozači kamiona i motociklisti;
- sportisti koji praktikuju sport koji zahtevaju kontinuirane napore.

Klasa I

Registrovano u ALIMS



Misura Size	I S	II M	III L	IV XL
Circonferenza vita (cm) Waist measurement (cm)	75-85	80-100	95-115	100-125



624 TLSO mider

Torokalni mider 624 preporučuje se kod kifoze, pomaže kod torokalnih bolnih stanja, obezbeđuje pravilan položaj tela i zaštitu ramena od povijanja napred.

Prebacite pojas preko leđa tako da pridrđavate za dva duga kaiša koja podvučete ispod pazuha, ukrstite na leđnom delu i pričvrstite na predelu ispod grudi.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

RADDRIZZASPALLE / SHOULDER STRAIGHTENERS

MISURA / SIZE	I-XS	II-S	III-M	IV-L	V-XL	VI-XXL	VII-XXXL
CIRCONFERENZA TORACE - SOPRA SENO (cm) / CHEST AND OVER BREAST - CIRCUMFERENCE (cm)							
cod. 626 - 624 - 622	70-75	75-82	82-90	90-98	98-110	110-124	-
cod. 621 - 623	65-70	70-76	76-83	83-90	90-100	100-112	112-124
SOLO PER COD. 626 - CIRCONFERENZA VITA (cm) / ONLY FOR CODE 626 - WAIST CIRCUMFERENCE (cm)							
	64-70	70-78	78-88	88-100	100-112	112-125	-



621 Torokalni mider

Anatomski elastični kaiševi specifično ukršteni, snažno povlače ramena unazad i vrćaju telo u pravilan položaj.

Preporučuje se za prevenciju kifoze, balansiranje i stezanje gornjeg leđnog dela, obezbeđuje pravilan položaj i zaštitu ramena od povijanja napred. Tretman u rehabilitaciji krive kičme i leđa.

Provući ruke kroz manji otvor tako da tanji deo bude smešten ispod pazuha. Prihvatiti u leđnom delu po jednu dužu traku, ukrstiti ih u predelu leđa i pričvrstiti obe trake u predelu grudi.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

	I	II	III	IV	V	VI
Ital.	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54
EU	38-40	40-42	42-44	44-46	46-48	48-50
	XS	S	M	L	XL	XXL



124 Postoperativni pojas 24 cm

Pamučni vazdušasti pojas sa elastinom savršeno prijanja uz telo i garantuje slobodu kretanja. Koristi se u preventivne, terapijske i postoperativne svrhe.

Stavite pojas oko struka ,zategnite i zalepite krajeve čičak trakom. Visina 24 cm.

Klasa I
Registровано u ALIMS

Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Circonfenza vita (cm) Waist circumference (cm)	60-75	70-90	87-109	100-126	110-140	120-150	130-160



197 Postoperativni pojas 27 cm

Pamučni vazdušasti pojas sa elastinom savršeno prijanja uz telo i garantuje slobodu kretanja. Koristi se u preventivne, terapijske i postoperativne svrhe.

Stavite pojas oko struka ,zategnite i zalepite krajeve čičak trakom. Visina 27 cm.

Klasa I
Registrowano u ALIMS

Misura	I	II	III	IV	V	VI	VII
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Circonfenza vita (cm) Waist circumference (cm)	60-75	70-90	87-109	100-126	110-140	120-150	130-160



108 Abdominalni postoperativni pojas


Abdominalni pamučni pojas sa elastinom, cevastog oblika savršeno prijanja uz telo i garantuje slobodu kretanja.

Koristi se kao potpora abdominalne i karlične regije, za jačanje trbušnih mišića i materice i kao potpora kod blaže hernije.

Pojas se navlači iz pravca glave ili nogu do abdominalne regije, veličina po obimu kuka iz tabele.

Klasa I
Registrovano u ALIMS

Misura	I	II	III	IV	V	VI
Size	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonfrenza vita (cm) Waist circumference (cm)	55-75	65-85	75-95	85-110	95-125	105-140



109 Abdominalni grejni pojas

Abdominalni vuneni pojas sa elastinom, cevastog oblika savršeno prijanja uz telo, garantuje slobodu kretanja i efikasno greje.

Koristi se kao potpora abdominalne i karlične regije, i kao grejni pojas-išijakus.

Pojas se navlači iz pravca glave ili nogu do abdominalne regije, veličina po obimu kuka iz tabele.

Klasa I
Registrovano u ALIMS

Misura	I	II	III	IV	V	VI
Size	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonfrenza vita (cm) Waist circumference (cm)	55-75	65-85	75-95	85-110	95-125	105-140



761 Abdominalni pojas sa otvorom za stomu

Specijalni elastični pojas sa otvorom za stomu za lumbosakralnu i stomačnu podršku.

Preporučuje se za kolostome. Postavljeni deo za stomak, fiksiran na elastičnom pojasu ima vodootporna površinu za higijensko čišćenje i polučvrsti prsten za pričvršćivanje diska za stomu. Prečnik otvora 70mm.

Klasa I
Registrovano u ALIMS

Misura - Size	I (XS)	II (S)	III (M)	IV (L)	V (XL)	VI (XXL)	VII (XXXL)
Circonf. vita cm Waist circum. cm	60-75	70-85	80-95	90-105	100-115	110-125	120-135



123 Pupčani pojas

Pamučni vazdušasti pojas sa elastinom i pločicom presvučenom pamukom savršeno prijanja uz telo i garantuje slobodu kretanja. Koristi se za pupčanu herniju.

Stavite pojas oko struka ,zategnite i zalepите krajeve čičak trakom. Širina pojasa 10 cm.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

I:70cm; II: 75cm; III: 80cm; IV: 85cm; V: 90cm; VI
95cm; VII:100cm; VIII: 105cm



617 - Suspensorijum

Pamučni kaiš sa higijenskom mrežicom koja pruža potporu muškim genitalijama. Često se koristi u sportu.

Suspensorijum je pogodan u slučajevima varicocele, hydrocele, epididimisa i u postoperativnom periodu

Klasa I
Registrovano u ALIMS

MISURE BACINO CM - HIP SIZE CM						
II	III	IV	V	VI	VII	VIII
70	80	90	100	110	120	130
80	90	100	110	120	130	140



627 - Suspensorijum profesionalni

Pamučni kaiš sa higijenskom mrežicom koja pruža potporu muškim genitalijama. Često se koristi u sportu. Ima čvršće kopčanje.

Suspensorijum je pogodan u slučajevima varicocele, hydrocele, epididimisa i u postoperativnom periodu

Klasa I
Registrovano u ALIMS

MISURE BACINO CM - HIP SIZE CM

II	III	IV	V	VI	VII	VIII
70	80	90	100	110	120	130
80	90	100	110	120	130	140

646 - Utega slip gaće za kilu



Kompresivne gaće od elastičnog higijenskog materijala sa ojačanjem u stomačnom delu, funkcionalnom rupom i dva gumena jastučeta.

Obezbeđuje neophodno podupiranje i zaštitu abdominalne regije, područja bubrega i karlice, zbog čega se preporučuje kao post-operativna potpora. Kod ingvinalne hernije preporučuje se model sa genitalnim gumenim ulošcima. Koristi se i u preventivne svrhe kod osoba izloženih stalnim fizičkim naporima, tokom sportskih i radnih aktivnosti.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Misura	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Ernius, slip con e senza pelotte Pants with - with out pelottes							
Taglia - Size	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Circonferenza vita (cm) Waist circumference (cm)	75-80	80-86	86-92	92-99	99-106	106-114	114-122



648 - Pamučne utega slip gaće za kilu


Kompresivne gaće od elastičnog higijenskog pamuka sa ojačanjem u stomačnom delu i dva gumena jastučeta.

Obezbeđuje neophodno podupiranje i zaštitu abdominalne regije, područja bubrega i karlice, zbog čega se preporučuje kao post-operativna potpora. Kod ingvinalne hernije preporučuje se model sa genitalnim gumenim ulošcima. Koristi se i u preventivne svrhe kod osoba izloženih stalnim fizičkim naporima, tokom sportskih i radnih aktivnosti.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Misura Size	II S	III M	IV L	V XL	VI XXL	VII XXXL	VIII XXXXL
Circonferenza vita (cm) Waist measurement (cm)	75-80	80-86	86-92	92-99	99-106	106-114	114-122
Circonferenza fianchi (cm) Hips measurement (cm)	85-92	90-98	96-104	102-111	109-118	116-126	124-134



680/681 - Pojas za ingvinalnu herniju

Ingvinalni jednostrani pojas za herniju.

Gumeno jastuče postaviti u predelu prepona na mestu gde se nalazi kila. Duže delove pojasa sastaviti i pričvrstiti kopčom. Podesiti potreban obim, kraći deo pojasa provući između nogu i zakačiti na pojas u leđnom delu. Zategnuti deo na kom se nalazi jastuče da izvrši pritisak na herniju.


680 - desna

681 - leva

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Veličina: II- 90cm, III - 95cm, IV - 100cm, V- 105 cm, VI- 110cm



682 - Pojas za obostranu herniju

Ingvinalni obostrani pojas za herniju.

Gumene jastučice postaviti u predelu prepona na mestu gde se nalazi kila. Duže delove pojasa sastaviti i pričvrstiti kopčom. Podesiti potreban obim, kraći deo pojasa provući između nogu i zakačiti na pojas u leđnom delu. Zategnuti deo na kom se nalazi jastučice da izvrši pritisak na herniju.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Veličina: II – 90cm, III – 95cm, IV – 100cm, V – 105 cm, VI – 110cm



900 - Pojas za trudnice čipka

Elegantni trudnički pojas sa čipkom na bokovima. Dizajniran sa rastezljivom pamučnom i anatomske oblikovanom trakom koja podržava stomak bez pritiskanja. Nosi se od 6 ili 7 meseca trudnoće.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Misura Size	II S	III M	IV L	V XL	VI XXL	VII XXXL
Taglia (Italia)	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54



319 - Pojas za trudnice čipka

Elegantni trudnički pojas od mekanog elastičnog pamuka.. Dizajniran sa rastezljivom pamučnom i anatomske oblikovanom trakom koja podržava stomak bez pritiskanja. Nosi se od 6 ili 7 meseca trudnoće.

Klasa I

Registrovano u ALIMS

Misura Size	II S	III M	IV L	V XL	VI XXL	VII XXXL
Taglia (Italia)	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54



448 Kompresivni rukav

Medicinski rukav K2 preporučuje se nakon hirurške operacije mastektomije, za lečenje venske insuficijencije, u slučaju mekih limfedema, posttraumatskih i postoperativnih edema.

Nositi prema savetu lekara

Klasa I

Registrovano u ALIMS

CIRCONFERENZA POLSO E GOMITO (cm)		
MIS. II	MIS. III	MIS. IV
POLSO cm 13-16 GOMITO cm 20-24	POLSO cm 16-19 GOMITO cm 24-28	POLSO oltre cm 19 GOMITO oltre cm 28



449 Kompresivni rukav

Medicinski rukav K2 preporučuje se nakon hirurške operacije mastektomije, za lečenje venske insuficijencije, u slučaju mekih limfedema, posttraumatskih i postoperativnih edema.

Nositi prema savetu lekara

Dužina preko 45 cm

Klasa I
Registrovano u Alims

CIRCONFERENZA POLSO E GOMITO (cm)		
MIS. II	MIS. III	MIS. IV
POLSO cm 13-16 GOMITO cm 20-24	POLSO cm 16-19 GOMITO cm 24-28	POLSO oltre cm 19 GOMITO oltre cm 28